

# イムノクロマト・スターターキット

ForDx

作製数量 100 pcs 分

定価 ¥40,000 (税抜、送料込)

	名称	メーカー/型番	寸法・容量・形式	数量
①	サンプルパッド	Ahlstrom / 0238	300mm × 18mm	3枚
②	コンジュゲートパッド	Ahlstrom / 8964	300mm × 8mm	3枚
③	メンブレン	ADVANTEC / IAB120	300mm × 25mm	3枚
④	吸収パッド	Ahlstrom / 0270	300mm × 20mm	3枚
⑤	バックグシート	Lohmann / GL-57888	300mm × 60mm	3枚
⑥	金コロイド	BBI solutions / EMGC40	25ml	1本
⑦	イムノクロマト作成 標準プロトコル	ForDx	プリントアウト /PDFデータ	1冊

- ・ 本キットは、約100枚分のイムノクロマトチップを作成するための部材をキットとしたものです。抗原抗体をお持ちでしたら、簡単なバッファ類をご用意いただくだけでイムノクロマトチップが作成できます。
- ・ 本キットには、初めてイムノクロマトを作成する際の参考として、弊社フォーディクスにてイムノクロマトチップの試作をする際に採用している「イムノクロマト作成標準プロトコル」が含まれます。
- ・ 寸法につきましては、±1.0mm程度の寸法公差が生じます。
- ・ イムノクロマトチップ1本の幅を約4mmとし、100本作製できる分量をご用意しております。(300mmの原反となる1枚のシートから、両端20mmを除外して、約65本作製できるものと計算し、予備含めて原反3枚分を提供いたします)
- ・ ③のメンブレンは吸水しやすいため乾燥材を同梱したアルミパウチで発送します。そのままの状態でご保管ください。
- ・ ⑥の金コロイドは冷蔵便にて発送いたします。保存時にも冷蔵保存(凍結不可)をお願いいたします。
- ・ 本キットには、イムノクロマトのカートリッジ(外側のプラスチック部分)は含まれておりません。
- ・ ご要望に応じて、イムノクロマトチップの受託試作や、作成方法をご紹介しますのセミナーも行っております。費用等は内容によりご相談となりますので、ぜひご検討下さい。

## 株式会社フォーディクス

〒113-0033 東京都文京区本郷1-33-6 Geminis II 5F

Tel: 03-6801-5977 Fax: 03-6801-5978

<https://www.fordx.co.jp/>

Rev.20220930